

CPAP/ BIPAP Sugerencias de Limpieza (ResMed)

Filtro- Cambiar filtro dos veces por mes o mensualmente. Nunca mojes el filtro.

Tubo- Enjuagar tubo una vez por semana. Utilize jabon y agua tibia. Enjuage bien con agua de llave. Reemplazar cada tres meses.

Contenedor de Humidificacion- Cambiar agua destilada cada dia antes de usar. Enjuage contenedor con agua de la llave, una vez por dia despues de cada uso. Una vez por semana, limpie con jabon y agua tibia. NUNCA seque con toalla/ NO poner en lavatrastes. Reemplazar cada seis meses.

Mascara- Enjuagar mascara en lavabo al menos una vez por semana. Utilize jabon delicado. Reemplaze almohadon de cara completa mensualmente, almohadon de mascara nasal/almohadas nasales dos veces por mes, marco de mascara cada tres meses, equipo de cabeza cada seis meses.