

Seguridad de Emergencias y Gestión de Desastres

EMERGENCIA:

- Seguridad contra incendios:
 - El departamento de bomberos recomienda que todas las viviendas estén equipadas con detectores de humo y que dispongan de procedimientos de salida o planes de evacuación. Recuerda no fumar en la cama y usar el oxígeno de forma segura según las indicaciones.
 - En caso de incendio, apague la bomba de infusión montada en el poste, desconecte la tubería y evacue.

Nota: Si se utiliza una bomba de infusión ambulatoria, no es necesario desconectar el tubo.
- Quemaduras, electrocución, incendio y lesiones:
 - Es necesaria una supervisión estrecha cuando esta bomba es utilizada por, o cerca de niños, o personas con discapacidad.
 - Usa la bomba solo para su uso previsto, tal y como se describe en las instrucciones.
 - Nunca uses la bomba si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se le ha caído.
 - Mantén el cable alejado de superficies calentadas.
 - No dejes caer ni insertes objetos en ninguna abertura de la bomba.
 - La batería de la bomba se recarga dejándola enchufada en el enchufe.
 - Nunca tires del cable para desenchufarlo.
 - Limpia los derrames de la bomba con un paño húmedo. Limpia la bomba usando solo agua.
 - No utilice la bomba en presencia de explosivos, vapores inflamables o gases en caso de evacuación de emergencia.

- Corte de energía:
 - Bomba canguro enteral:
 - Cierra la abrazadera de rodillo en el tubo y retira el tubo de la bomba. Regula el flujo de la solución utilizando la abrazadera de rodillo para controlar la tensión.
 - Bomba de infusión intravenosa:
 - Cierra la abrazadera del rodillo en el tubo y retira el tubo de la bomba. Regula el flujo de la solución utilizando la abrazadera de rodillo para controlar la tensión.
 - Si la bomba no funciona durante más de 3 horas, llama a la farmacia.
 - Tras un corte de corriente, conecta la bomba durante 24 horas completas para asegurarte de que la batería se recarga.

DESASTRE:

- Planificación ante desastres:
 - HME seguirá prestando servicios en la medida de lo posible en caso de desastre natural o provocado por el hombre. Los servicios serán priorizados por el personal durante un desastre, según el aspecto vital de la terapia.

SEGURIDAD:

- Seguridad ambiental y de movilidad:
 - Todos los caminos de la casa deben estar libres de desorden o muebles para permitir un movimiento seguro y libre hacia las salidas.
 - No lles una bomba conectada a un poste de suero arriba o abajo escaleras mientras el tubo está conectado a un cliente. Siempre se debe tener precaución al mover cualquier equipo pesado.
 - Se recomienda por seguridad en el hogar que no se empujen los postes de la vía intravenosa sobre alfombras sueltas.
 - Hay que tener precaución al empujar un poste de suero sobre la moqueta. Utiliza ambas manos en el tubo de la vía o, si es posible, se debe ayudar al cliente mientras se mueve el poste de la vía.

- Seguridad eléctrica:
 - Usa solo un cable de extensión de tres cables que tenga un enchufe de toma de tierra de tres espas y un enchufe de tres ranuras que acepte el enchufe.
 - Repara o reemplaza el alargador dañado.
 - La bomba de infusión intravenosa solo puede ser alimentada por un circuito de 120 voltios que tiene un enchufe de tres clavijas.
 - Las bombas canguro enterales pueden alimentarse mediante un enchufe de corriente alterna de 110 voltios con un enchufe de tres clavijas.
 - No uses un enchufe Octopus ni enchufes otros equipos en la misma toma que la bomba de infusión.
 - Conecta la bomba solo a un enchufe bien conectado a tierra. Se puede usar un adaptador temporal para conectar este enchufe a un enchufe bipolar. Siempre que se use el adaptador, debe mantenerlo en su lugar por la tripulación en la placa de salida. La alza rígida y la línea de oreja de color verde que se extienden por el uso incorrecto de la tierra, como una tapa de caja de enchufe bien conectada a tierra.
 - El uso incorrecto del enchufe de toma de tierra puede conllevar el riesgo de descargas eléctricas.
- Seguridad en el baño:
 - No uses la bomba de agua mientras te bañas.
 - No coloques ni guardes la bomba en un lugar donde pueda caer o ser arrastrada hacia una bañera o fregadero.
 - No coloques ni dejes caer la bomba en agua u otro líquido.
 - Si la bomba ha caído en el agua, no busques la bomba. Desconecta la bomba inmediatamente.
 - No uses la bomba para colocar cristales o botellas de líquido encima de la bomba.